

# Umstellung von chipTAN optisch auf chipTAN-QR für SFirm

Sie haben einen neuen TAN Generator?


1

Starten Sie SFirm und melden Sie sich wie gewohnt in Ihrer Datenbank an.

Änderung TAN-Verfahren

2

Wechseln Sie auf den Menüpunkt „**Stammdaten**“ (unten links)




Wählen Sie anschließend den Punkt „**HBCI**“ in der linken Menüleiste




3

Es erscheint eine Auflistung aller Bankverbindungen. Bitte wählen Sie hier die **Kreissparkasse Traunstein-Trostberg** mit einem Doppelklick aus.



4

Markieren Sie im neu geöffneten Fenster den Online Banking Vertrag, der umgestellt werden soll. Wählen Sie anschließend den Button „**Ändern**“.



5

Es öffnet sich das Fenster „Benutzer bearbeiten“.  
Über den Button „Ändern“ wählen Sie in der Klappleiste bitte das neue TAN-Verfahren **chipTAN-QR (Q1S 913)** aus und bestätigen die Eingabe über OK.

Benutzer bearbeiten ✕

Interner Name: TESTER OK

Zugeordneter SFirm-Benutzer: TESTER Abbrechen

Legitimations-ID: 123456789 Kopieren  
(techn.: HBCI-Benutzerkennung)

Legitimations-ID: 123456789 Kopieren  
(techn.: HBCI-Kunden-ID)

gültig für alle Konten

Sicherheitsmedium **Konten**

Medium: PIN-TAN

Verfahren: chipTAN-QR (913, aktiv), chipTAN manuell (910), chipTAN optisc **Ändern**

Typ: PIN-TAN

Kennung: TESTER  Automatisch

**Aktives PIN/TAN-Verfahren wechseln** ✕

Das Kombinationsfeld enthält alle PIN/TAN-Verfahren, die Ihnen von Ihrem Kreditinstitut im Augenblick angeboten werden.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Verfahren aus, das Sie in zukünftigen HBCI-Dialogen verwenden möchten.

chipTAN optisch (HHD1.3.2OPT, 911) ▼

chipTAN manuell (HHD1.3.0, 910)

chipTAN optisch (HHD1.3.2OPT, 911)

**chipTAN-QR (Q1S, 913)**

chipTAN-USB (HHD1.3.2USB, 912)

**OK** Abbrechen

**Aktives PIN/TAN-Verfahren wechseln** ✕

Das Kombinationsfeld enthält alle PIN/TAN-Verfahren, die Ihnen von Ihrem Kreditinstitut im Augenblick angeboten werden.

Wählen Sie Ihr bevorzugtes Verfahren aus, das Sie in zukünftigen HBCI-Dialogen verwenden möchten.

chipTAN-QR (Q1S, 913) ▼

**OK** Abbrechen

Benutzer bearbeiten ✕

Interner Name: TESTER **OK**

Zugeordneter SFirm-Benutzer: TESTER Abbrechen

Legitimations-ID: OB-CHIP Kopieren  
(techn.: HBCI-Benutzerkennung)

Legitimations-ID: OB-CHIP Kopieren  
(techn.: HBCI-Kunden-ID)

gültig für alle Konten